

SF Spritzen

zum einmaligen Gebrauch



Produktbeschreibung

SF Spritzen zum einmaligen Gebrauch, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei

Material:

Zylinder, Kolben, Kolbenstange: Polypropylen
Kolbenstopfen: latexfrei

Qualität

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485

CE-Zertifizierung: Medizinprodukt Klasse 2a nach 93/42/EWG

Normkonformität

Spritze: DIN EN ISO 7886-1

Kanüle: DIN EN ISO 7864, DIN EN ISO 6009, DIN EN ISO 9626

Eigenschaften

- Spritzenzylinder hochtransparent
- sanfter Kolbenhub
- mit Spezialgleitmittel beschichtete lasergeschärfte Kanülen
- Auswahl des Ansatztyps, abhängig von der Behandlung

Volumen:	1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml
Konfiguration:	2-teilig / 3-teilig, mit beigelegter oder aufgesetzter Kanüle / ohne Kanüle
Kolben:	transparent oder farbig
Graduierung:	herkömmliche oder mit Zwischengraduierung
Ansatz:	Luer, Luer-Lock, zentrisch oder exzentrisch
Verpackung:	einzelnd und steril geblisternd bzw. versiegelt, in der Zwischenverpackung (Box)
Haltbarkeit:	5 Jahre
Sterilisation:	Ethylenoxid

Produktbezeichnung	Kanülengröße	Außendurchmesser der Kanüle, mm	Länge der Kanülen, mm	Verpackung nach Spritzengröße	Anzahl Stück pro Verpackung	Artikelnummer	PZN
Spritzen 3-teilig							
2 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	23G x1¼"	0,6	30	grün	100	10.300.007	15239936
3 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	23G x1¼"	0,6	30	blau	100	10.300.008	15239942
5 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	22G x1½"	0,7	40	rosa	100	10.300.009	15239965
10 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	21G x1½"	0,8	40	rot	100	10.300.010	15239988
20 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	21G x1½"	0,8	40	lila	50	10.300.011	15240000
50 ml mit beigelegter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	18G x1½"	1,2	40	dunkelblau	25	10.300.012	15239876
2 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	grün	100	10.300.022	---
3 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	blau	100	10.300.023	---
5 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	rosa	100	10.300.024	---
10 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	rot	100	10.300.025	---
20 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	lila	50	10.300.026	---
50 ml ohne Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, Luer	---	---	---	dunkelblau	25	10.300.027	---
Spritzen 2-teilig							
2 ml mit beigelegter Kanüle, 2-teilig, Luer	23G x1¼"	0,6	30	grün	100	10.300.013	---
3 ml mit beigelegter Kanüle, 2-teilig, Luer	23G x1¼"	0,6	30	blau	100	10.300.014	---
5 ml mit beigelegter Kanüle, 2-teilig, Luer	22G x1½"	0,7	40	rosa	100	10.300.015	---
10 ml mit beigelegter Kanüle, 2-teilig, Luer	21G x1½"	0,8	40	rot	100	10.300.016	---
20 ml mit beigelegter Kanüle, 2-teilig, Luer	21G x1½"	0,8	40	lila	50	10.300.017	---
2 ml ohne Kanüle, 2-teilig, Luer	---	---	---	grün	100	10.300.028	15239913
3 ml ohne Kanüle, 2-teilig, Luer	---	---	---	blau	100	10.300.029	---
5 ml ohne Kanüle, 2-teilig, Luer	---	---	---	rosa	100	10.300.030	15239959
10 ml ohne Kanüle, 2-teilig, Luer	---	---	---	rot	100	10.300.031	15239971
20 ml ohne Kanüle, 2-teilig, Luer	---	---	---	lila	50	10.300.032	15239994

Produktmarkierungen



STERILE EO