

# SF Insulin- und Tuberkulinspritzen zum einmaligen Gebrauch



## Produktbeschreibung

SF Insulinspritzen zum einmaligen Gebrauch, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei

SF Tuberkulinspritzen zum einmaligen Gebrauch, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei

Material:

Zylinder, Kolben, Kolbenstange: Polypropylen

Kolbenstopfen: latexfrei

## Qualität

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485

CE-Zertifizierung: Medizinprodukt Klasse 2a nach 93/42/EWG

Normkonformität

Spritze: DIN EN ISO 7886-1, DIN EN ISO 8537

Kanüle: DIN EN ISO 7864, DIN EN ISO 6009, DIN EN ISO 9626

## Eigenschaften

- Spritzenzylinder hochtransparent
- sanfter Kolbenhub
- mit Spezialgleitmittel beschichtete lasergeschärfte Kanülen

Volumen:	1 ml
Konfiguration:	3-teilig, mit integrierter oder aufgesetzter Kanüle, mit einer oder zwei Kappen
Kolben:	transparent oder farbig
Graduierung:	herkömmliche oder mit Zwischengraduierung
Ansatz:	Luer, zentrisch
Konzentration:	U-40, U-100 (für Insulin)
Kanülengrößen:	26G, 27G, 28G, 29G, 30G
Verpackung:	einzel und steril geblistert bzw. versiegelt, in der Zwischenverpackung (Box)
Haltbarkeit:	5 Jahre
Sterilisation:	Ethylenoxid

Produktbezeichnung	Kanülengröße	Außendurchmesser der Kanüle, mm	Länge der Kanülen, mm	Verpackung nach Konzentration	Anzahl Stück pro Verpackung	Artikelnummer	PZN
<b>Insulinspritzen</b>							
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-40, 1 Kappe	29G x ½''	0,33	12,7	rot	100	10.300.034	15239882
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-40, 1 Kappe	30G x ½''	0,3	13	rot	100	10.300.035	---
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-100, 1 Kappe	29G x ½''	0,33	12,7	orange	100	10.300.036	15239899
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-100, 1 Kappe	30G x ½''	0,3	13	orange	100	10.300.037	---
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-40, 2 Kappen	29G x ½''	0,33	12,7	rot	100	10.300.001	---
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-40, 2 Kappen	30G x ½''	0,3	13	rot	100	10.300.002	---
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-100, 2 Kappen	29G x ½''	0,33	12,7	orange	100	10.300.003	---
SF Insulinspritze 1 ml mit integrierter Kanüle 3-teilig, Latex-frei, BP, U-100, 2 Kappen	30G x ½''	0,3	13	orange	100	10.300.004	---
<b>Tuberkulinspritze</b>							
SF Tuberkulinspritze 1 ml mit aufgesetzter Kanüle, 3-teilig, Latex-frei, BP, 1 Kappe	26G x ½''	0,45	12	ocker	100	10.300.046	---

## Produktmarkierungen



STERILE EO