

SF Latex Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Latex Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei
Latex examination gloves, disposable, non-sterile, powder free

Artikelbeschreibung <i>Article description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Color</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.Nr. REF	PZN
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	S	naturweiß / <i>natural white</i>	100 St. / pcs	21.303.019	13351238
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	M	naturweiß / <i>natural white</i>	100 St. / pcs	21.303.020	13351244
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	L	naturweiß / <i>natural white</i>	100 St. / pcs	21.303.021	13351273
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	XL	naturweiß / <i>natural white</i>	100 St. / pcs	21.303.022	13351296

Artikelbeschreibung <i>Article description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Color</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.Nr. REF	PZN
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	S	naturweiß / <i>natural white</i>	200 St. / pcs	21.303.025	-
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	M	naturweiß / <i>natural white</i>	200 St. / pcs	21.303.026	-
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	L	naturweiß / <i>natural white</i>	200 St. / pcs	21.303.027	-
Latexhandschuhe / <i>Latex gloves</i>	XL	naturweiß / <i>natural white</i>	200 St. / pcs	21.303.028	-

Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0032

 **Qualität / Quality**

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485
Quality Management System according to DIN EN ISO 13485

CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach 93/42/EWG
CE marking: Medical Device Class 1 according to MDD 93/42/EEC

Normkonformität / *Standard conformity*
 EN 455 1- 4, ISO 11193 - 1

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe <i>Size</i>	Länge <i>length</i> in mm	Breite <i>width</i> in mm	Wandstärke einzelne Wand <i>thickness single wall</i> in mm, min	Reißfestigkeit <i>force at break</i>	Dehnbarkeit <i>elongation</i>
min			alle Größen / <i>all sizes</i>	vor Alterung / <i>before aging</i>	
S	240	80 ± 10	Finger / <i>finger</i> min 0,08	min 6 N	min 650%
M	240	95 ± 10	Hand / <i>palm</i> min 0,08	nach Alterung / <i>after aging</i>	
L	240	110 ± 10		min 6 N	min 500%
XL	240	≥ 110			

- puderfrei / *powder free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Rollrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Produktmarkierungen / product markings**

