

SF Kanülen

zum einmaligen Gebrauch



Produktbeschreibung

SF Kanüle zum einmaligen Gebrauch, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei

Material:

- Kanülenschutzkappe, Kanülenansatz: Polypropylen
- Kanülenrohr: rostfreier Chrom-Nickelstahl (medizinischer Stahl)
- Gleitmittel: Silikonöl

Qualität

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485
CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 2a nach 93/42/EWG

Normkonformität

Kanüle: DIN EN ISO 7864, DIN EN ISO 6009, DIN EN ISO 9626

Eigenschaften

- Indikation: für subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen
- dünnwandige Kanülen mit abgeschrägter Kanülenspitze
- Kanülenrohr aus rostfreiem medizinischen Stahl
- mit Spezialgleitmittel beschichtete lasergeschärfte Kanülen

Kanülengrößen	17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G
Kanülenansatz	transparent, Luer, Luer-Lock-Ansatz
Schliff der Kanülenspitze	3-facher Facettenschliff mit indikationsbezogener Schlifflänge
Verpackung	in einer Zwischenverpackung (Box) verpackt, steril, einzeln geblistert oder versiegelt
Haltbarkeit	5 Jahre
Sterilisation	Ethylenoxid

Produktbezeichnung	Kanülengröße	Außendurchmesser der Kanüle	Länge der Kanüle	Farbcodierung nach Kanülengröße	Anzahl Stück je Verpackung	Artikelnummer	Pharmazentralnummer (PZN)
Kanülen							
SF Einmal-Injektionskanüle steril 17G x 1½" (1,47mm x 40mm) BP	17G x 1½"	1,47	40	rot-violett	100	10.305.000	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 18G x 1½" (1,2mm x 38mm) BP	18G x 1½"	1,2	38	rosa	100	10.305.001	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 18G x 1½" (1,2mm x 40mm) BP	18G x 1½"	1,2	40	rosa	100	10.305.002	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 19G x 1½" (1,1mm x 40mm) BP	19G x 1½"	1,1	40	creme, elfenbein	100	10.305.003	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 20G x 1½" (0,9mm x 40mm) BP	20G x 1½"	0,9	40	gelb	100	10.305.004	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 21G x 1½" (0,8mm x 38mm) BP	21G x 1½"	0,8	38	dunkelgrün	100	10.305.005	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 21G x 1½" (0,8mm x 40mm) BP	21G x 1½"	0,8	40	dunkelgrün	100	10.305.006	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 22G x 1½" (0,7mm x 38mm) BP	22G x 1½"	0,7	38	schwarz	100	10.305.007	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 22G x 1½" (0,7mm x 40mm) BP	22G x 1½"	0,7	40	schwarz	100	10.305.008	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 23G x 1" (0,6mm x 25mm) BP	23G x 1"	0,6	25	dunkelblau	100	10.305.009	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 23G x 1¼" (0,6mm x 30mm) BP	23G x 1¼"	0,6	30	dunkelblau	100	10.305.010	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 23G x 1¼" (0,6mm x 32mm) BP	23G x 1¼"	0,6	32	dunkelblau	100	10.305.011	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 24G x 1" (0,55mm x 26mm) BP	24G x 1"	0,55	26	mittelpurpur	100	10.305.012	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 25G x 5/8" (0,5mm x 16mm) BP	25G x 5/8"	0,5	16	orange	100	10.305.013	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 26G x ½" (0,45mm x 12mm) BP	26G x ½"	0,45	12	braun	100	10.305.014	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 27G x ½" (0,4mm x 13mm) BP	27G x ½"	0,4	13	mittelgrau	100	10.305.015	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 28G x ½" (0,3mm x 12mm) BP	28G x ½"	0,3	12	blau-grün	100	10.305.016	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 29G x ½" (0,33mm x 12,7mm) BP	29G x ½"	0,33	12,7	rot	100	10.305.017	---
SF Einmal-Injektionskanüle steril 30G x ½" (0,3mm x 13mm) BP	30G x ½"	0,3	13	gelb	100	10.305.018	---

Produktmarkierungen



STERILE EO