

# SF Einmal-Injektionskanüle

## SF Hypodermic Needle



### 📄 Produktbeschreibung / Product description

SF Einmal-Injektionskanüle, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei  
 / SF Disposable Hypodermic Needle, sterile, non-toxic, non-pyrogenic

### 🏠 Anwendung & Vorteile / Application & benefits

Anwendung / Application	Vorteile / Benefits
Für subkutane, intramuskuläre und intravenöse Injektionen. / For subcutaneous, intramuscular and intravenous injections.	Normalwandige oder dünnwandige Kanüle mit abgeschrägter Kanülenspitze. Kanülenrohr aus rostfreiem medizinischem Stahl. Mit Spezialgleitmittel beschichtete lasergeschärfte Kanüle. / Regular-walled or thin-walled needle with angled needle tip. Needle tube made out of stainless medical steel. Laser-sharpened needle coated with special lubricant.

### 🏆 Qualität / Quality

Qualitätsmanagementsystem / Quality Management System	CE-Kennzeichnung / CE marking	Normkonformität / Standard conformity
DIN EN ISO 13485	Medizinprodukt Klasse <b>Ila</b> nach 93/42/EWG / Medical Device Class <b>Ila</b> according to MDD 93/42/EEC	DIN EN ISO 7864, DIN EN ISO 6009, DIN EN ISO 9626

### ⚙️ Eigenschaften / Product features

Größe / Size	17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G
Ansatz / Adapter	Luer, Luer-Lock
Schliff / Cutting profile	3-facher Facettenschliff mit indikationsbezogener Schlifflänge / Triple facet cut with indication-related bevel length
Material / Material	Kanülenschutzkappe und -ansatz: Polypropylen; Kanülenrohr: Rostfreier medizinischer Stahl / Needle protection cap and adapter: polypropylene; needle tube: stainless medical steel
Verpackung / Packaging	Einzel steril geblistert / Individually sterile blistered
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre / 5 years
Sterilisation / Sterilization	Ethylenoxid / Ethylene oxide

# Technisches Datenblatt: SF Einmal-Injektionskanüle

Technical Data Sheet: SF Hypodermic Needle

## ☰ Artikel / Article

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Ø Außen x Länge / Outer Ø X Length mm	Farbcode / Color code	St./VPE / Pcs./PU	Art.Nr. / Article No.
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	17G x 1½"	1,47 x 40 mm / 1.47 x 40 mm	Rotviolett / Red-violet	100	10.305.000
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	18G x 1½"	1,2 x 38 mm / 1.2 x 38 mm	Rosa / Pink	100	10.305.001
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	18G x 1½"	1,2 x 40 mm / 1.2 x 40 mm	Rosa / Pink	100	10.305.002
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	19G x 1½"	1,1 x 40 mm / 1.1 x 40 mm	Creme / Cream	100	10.305.003
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	20G x 1½"	0,9 x 40 mm / 0.9 x 40 mm	Gelb / Yellow	100	10.305.004
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	21G x 1½"	0,8 x 38 mm / 0.8 x 38 mm	Dunkelgrün / Deep green	100	10.305.005
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	21G x 1½"	0,8 x 40 mm / 0.8 x 40 mm	Dunkelgrün / Deep green	100	10.305.006
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	22G x 1½"	0,7 x 38 mm / 0.7 x 38 mm	Schwarz / Black	100	10.305.007
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	22G x 1½"	0,7 x 40 mm / 0.7 x 40 mm	Schwarz / Black	100	10.305.008
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	23G x 1"	0,6 x 25 mm / 0.6 x 25 mm	Dunkelblau / Deep blue	100	10.305.009
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	23G x 1¼"	0,6 x 30 mm / 0.6 x 30 mm	Dunkelblau / Deep blue	100	10.305.010
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	23G x 1¼"	0,6 x 32 mm / 0.6 x 32 mm	Dunkelblau / Deep blue	100	10.305.011
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	24G x 1"	0,55 x 26 mm / 0.55 x 26 mm	Mittelpurpur / Medium purple	100	10.305.012
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	25G x 5/8"	0,5 x 16 mm / 0.5 x 16 mm	Orange / Orange	100	10.305.013
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	26G x ½"	0,45 x 12 mm / 0.45 x 12 mm	Braun / Braun	100	10.305.014
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	27G x ½"	0,4 x 13 mm / 0.4 x 13 mm	Mittelgrau / Medium grey	100	10.305.015
SF Einmal-Injektionskanüle / SF Hypodermic Needle	28G x ½"	0,3 x 12 mm / 0.3 x 12 mm	Blaugrün / Blue-green	100	10.305.016
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	29G x ½"	0,33 x 12,7 mm / 0.33 x 12.7 mm	Rot / Red	100	10.305.017
SF Einmal-Injektionskanüle * / SF Hypodermic Needle *	30G x ½"	0,3 x 13 mm / 0.3 x 13 mm	Gelb / Yellow	100	10.305.018

\*Auch als Bulk vorhanden / Also available as a bulk product

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Produktvarianten.  
Wir führen auch Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen durch.  
*Detailed information regarding various product variants can be obtained upon request.  
We also produce special and customized products to meet your needs.*

## 📦 Produktmarkierung / Product labeling



**STERILE | EO**