

# SF OP-Handschuhe Latex



## Produktbeschreibung

SF OP-Handschuhe Latex zum einmaligen Gebrauch, steril und unsteril, leicht gepudert und puderfrei, nicht toxisch, pyrogenfrei.

## Qualität

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485

CE-Zertifizierung: Medizinprodukt Klasse 2a nach 93/42/EWG

Normkonformität

EN 455 1-4, ISO 10282

## Eigenschaften

- für chirurgische Operationen und Untersuchungen
- texturierte oder glatte Oberfläche
- anatomisch geformt (gekrümmte Finger)
- mit Stulpe und Stulpenrand
- hergestellt aus Naturkautschuklatex
- leicht gepudert oder puderfrei
- einzeln und steril geblistert bzw. versiegelt, in der Zwischenverpackung
- Haltbarkeit 5 Jahre
- Gammasterilisation

## Physikalische Eigenschaften

Größe	Länge, in mm, min	Breite, in mm, min	Wandstärke einzelne Wand, in mm, min	Reißfestigkeit	Dehnbarkeit
5,0	250	67±4	<i>alle Größen Finger / Hand</i> min 0,10** (glatte Oberfläche) min 0,13** (texturierte Oberfläche)	<i>vor Alterung</i>	
5,5	250	72±4		min 9,0 N* / min 12,5 N**	min 700%**
6,0	260	77±5			
6,5	260	83±5		<i>nach Alterung</i>	
7,0	270	89±5		min 9,0 N* / min 9,5 N**	min 550%**
7,5	270	95±5			
8,0	270	102±6			
8,5	280	108±6			
9,0	280	114±6			
9,5	280	121±6			

\*nach EN 455-2, \*\*nach ISO 10282

Artikelbeschreibung	Größe	Farbe	Anzahl Stück pro Verpackung	Artikelnummer
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	5,0	naturweiß	50 Paare	22.100.000
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	5,5	naturweiß	50 Paare	22.100.001
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	6,0	naturweiß	50 Paare	22.100.002
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	6,5	naturweiß	50 Paare	22.100.003
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	7,0	naturweiß	50 Paare	22.100.004
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	7,5	naturweiß	50 Paare	22.100.005
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	8,0	naturweiß	50 Paare	22.100.006
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	8,5	naturweiß	50 Paare	22.100.007
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	9,0	naturweiß	50 Paare	22.100.008
OP-Handschuhe Latex steril gepudert	9,5	naturweiß	50 Paare	22.100.009
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	5,0	naturweiß	50 Paare	22.101.000
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	5,5	naturweiß	50 Paare	22.101.001
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	6,0	naturweiß	50 Paare	22.101.002
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	6,5	naturweiß	50 Paare	22.101.003
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	7,0	naturweiß	50 Paare	22.101.004
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	7,5	naturweiß	50 Paare	22.101.005
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	8,0	naturweiß	50 Paare	22.101.006
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	8,5	naturweiß	50 Paare	22.101.007
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	9,0	naturweiß	50 Paare	22.101.008
OP-Handschuhe Latex steril puderfrei	9,5	naturweiß	50 Paare	22.101.009
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	5,0	naturweiß	50 Paare	22.102.000
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	5,5	naturweiß	50 Paare	22.102.001
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	6,0	naturweiß	50 Paare	22.102.002
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	6,5	naturweiß	50 Paare	22.102.003
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	7,0	naturweiß	50 Paare	22.102.004
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	7,5	naturweiß	50 Paare	22.102.005
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	8,0	naturweiß	50 Paare	22.102.006
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	8,5	naturweiß	50 Paare	22.102.007
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	9,0	naturweiß	50 Paare	22.102.008
OP-Handschuhe Latex unsteril gepudert	9,5	naturweiß	50 Paare	22.102.009

 Produktmarkierungen:

