

SF Venox

Periphere IV Katheter



Produktbeschreibung

Periphere IV Katheter für die kontinuierliche periphere intravenöse Infusion, zum einmaligen Gebrauch, steril, nicht toxisch, pyrogenfrei

Qualität

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 2a nach 93/42/EWG

Normkonformität:

- DIN EN ISO 10555-1, DIN EN ISO 10555-5

Eigenschaften

- Spezieller konischer und knickfester Röntgenkatheter für eine einfache Einführung bei optimaler Durchflussrate
- Spezielle flexible Flügel für eine einfache und sichere Fixierung
- Hergestellt aus geprüften, biokompatiblen Materialien mit längerer Verweildauer
- Abgerundeter Griff an der Nadel-Nabe für bessere Unterstützung beim Einführen
- Injektionsport mit Silikonrückschlagventil für intermittierende Medikation
- Transparente Rückflusskammer für einfache visuelle Medikation
- Normgerechte Farbcodierung nach Kathetergröße

Größen	14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G
Material	PUR oder FEP
Konfiguration	mit Durchflusskammer, mit oder ohne Sicherheitsvorrichtung, mit oder ohne Port, mit kleinen oder perforierten oder ohne Flügel, mit oder ohne Schnappsverschluss, mit oder ohne integrierten Dreiweghahn, mit oder ohne dualer Visualisierung, mit oder ohne hydrophobem Bakterienfilter
Verpackung	Papierblister oder Tyvek Blister
Haltbarkeit	5 Jahre
Sterilisation	Ethylenoxid

☰ Artikel

SF Venox Periphere IV Katheter in verschiedenen Modifikationen

Mit Sicherheitsvorrichtung, Material: **PUR**

- SF Venox PUR Safety Peripherer IV Katheter mit Port, Schnappverschluss und Flügeln
- SF Venox PUR Safety Peripherer IV Katheter mit integriertem 3-Wege-Hahn
- SF Venox PUR Safety Peripherer IV Katheter mit Port, Schnappverschluss, Flügeln und dualem Flashback

Ohne Sicherheitsvorrichtung, Material: **PUR**

- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter mit Port, Schnappverschluss und Flügeln
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter mit integriertem 3-Wege-Hahn
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter ohne Port, ohne Flügel
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter mit Port und Flügel
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter ohne Port und mit Flügeln
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter ohne Port, mit kleinen Flügeln
- SF Venox PUR Peripherer IV Katheter mit Port, Schnappverschluss, Flügeln und dualem Flashback

Ohne Sicherheitsvorrichtung, Material: **FEP**

- SF Venox Peripherer IV Katheter mit Port, Schnappverschluss und Flügeln
- SF Venox Peripherer IV Katheter mit integriertem 3-Wege-Hahn
- SF Venox Peripherer IV Katheter ohne Port, ohne Flügel
- SF Venox Peripherer IV Katheter mit Port und Flügel
- SF Venox Peripherer IV Katheter ohne Port und mit Flügeln

Weitere Informationen zu den verschiedenen Varianten,
an denen Sie interessiert sind, erhalten Sie auf Anfrage

📦 Produktmarkierungen



STERILE | EO