

SF Vinyl Untersuchungshandschuhe



Produktbeschreibung / Product Description

Vinyl Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei
Vinyl examination gloves, disposable, non-sterile, powder free

Artikelbeschreibung <i>Article description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Color</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.Nr. REF	PZN
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	S	transparent	100 St. / pcs	60.102.020	13351310
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	M	transparent	100 St. / pcs	60.102.021	13351327
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	L	transparent	100 St. / pcs	60.102.022	13351333
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	XL	transparent	100 St. / pcs	60.102.023	13351356

Artikelbeschreibung <i>Article description</i>	Größe <i>Size</i>	Farbe <i>Color</i>	Box-Inhalt <i>Content</i>	Art.Nr. REF	PZN
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	S	transparent	200 St. / pcs	60.101.013	-
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	M	transparent	200 St. / pcs	60.101.014	-
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	L	transparent	200 St. / pcs	60.101.015	-
Vinylhandschuhe / <i>Vinyl gloves</i>	XL	transparent	200 St. / pcs	60.101.020	-

Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0030

 **Qualität / Quality**

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485
Quality Management System according to DIN EN ISO 13485

CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach 93/42/EWG
CE marking: Medical Device Class 1 according to MDD 93/42/EEC

Normkonformität / *Standard conformity*
 EN 455 1- 4, ISO 11193 - 2

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe <i>Size</i>	Länge <i>length</i> in mm	Breite <i>width</i> in mm	Wandstärke einzelne Wand <i>thickness single wall</i> in mm, min	Reißfestigkeit <i>force at break</i>	Dehnbarkeit <i>elongation</i>
min			alle Größen / <i>all sizes</i>	vor Alterung / <i>before aging</i>	
S	240	80 ± 10	Finger / <i>finger</i> min 0,05	min 3,6 N	min 300%
M	240	95 ± 10		nach Alterung / <i>after aging</i>	
L	240	110 ± 10	Hand / <i>palm</i> min 0,08	min 3,6 N	min 300%
XL	240	≥ 110			

- o puderfrei, latexfrei / *powder free, latex free*
- o beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- o mit Rollrand / *with rolled cuff*
- o Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Produktmarkierungen / product markings**

